

干热灭菌器

BXH-G ■ 仟博品系

适用灭菌物:

可用于微生物实验室干热灭菌

产品特点:

- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- 背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为0-9999min
- 可编程设计：10段100周期程序设定（根据后期控制器实际情况调整）
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行



结构特点:

- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 预热控设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 标配1路485接口



抽屉式搁板



门把手



排风口



操作面板



进出风过滤器（选配）

BXH-G系列性能参数:

| 型号 | BXH-65G | BXH-130G | BXH-210G | BXH-280G | BXH-450(G) |
|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 体积 | | | | | |
| 体积 [L] | 64 | 129 | 210 | 284 | 452 |
| 电源电压 | AC 220V±10V-50/60Hz | | | | |
| 产品类型 | 带G的型号为热空气消毒箱 | | | | |
| 温度 | | | | | |
| 控温范围 [°C] | 室温+5~300 | | | | |
| 温度分辨率 [°C] | 0.1 | | | | |
| 温度波动度 [°C] | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 温度均匀度 [°C] | ±1°C(105°C)/±3°C(170°C)/±5°C(250°C) | | | | |
| 升温速率 150°C[°C/min] | >6°C/min | | | | |
| 输入功率 | | | | | |
| 输入功率 [W] | 1550 | 2150 | 2750 | 2750 | 3500 |
| 定时范围 | | | | | |
| 定时范围 | 0-9999min/0-9999h (可切换) | | | | |
| 预约范围 | | | | | |
| 预约范围 [min] | 0-9999 | | | | |
| 进/出风过滤器 | | | | | |
| 进/出风过滤器 | 带G型号标配 | | | | |
| 载物托架/承重 | | | | | |
| 标配/最多/每层承重 [块/Kg] | 2/5/25 | 2/7/25 | 3/7/25 | 3/9/25 | 4/13/25 |
| 内胆尺寸 | | | | | |
| 长度 [mm] | 410 | 570 | 630 | 720 | 600 |
| 宽度 [mm] | 350 | 400 | 530 | 530 | 630 |
| 高度 [mm] | 450 | 570 | 630 | 745 | 1300 |
| 外形尺寸 | | | | | |
| 长度 [mm] | 555 | 715 | 775 | 865 | 774 |
| 宽度 [mm] | 566 | 616 | 746 | 746 | 845 |
| 高度 [mm] | 722 | 842 | 902 | 1019 | 1704 |

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876
公司邮箱: boxun@boxun.com.cn
公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们