

卧式脉动真空灭菌器

卧式脉动真空灭菌器系列

■ 仟博品系

产品特点:

- 灭菌器内室采用S30408不锈钢，夹套采用锅炉压力容器专用钢板，主体的制造采用先进的焊接工艺和检测手段，保证灭菌器主体的质量可靠、经久耐用
- 灭菌全过程采用微电脑自动控制，自动化程度高，彩色触摸屏可动态显示工作温度、压力、时间、灭菌阶段等参数，操作更直观、方便
- 设备配备了多套灭菌程序（织物、器械、液体等），也可根据用户实际情况设定工作参数
- 同时设有真空检测、BD测试程序，真空泄漏率小于0.13Kpa/min

◆ 密封门采用符合法规要求的安全联锁装置:

- (1) 门未关闭锁紧时，灭菌程序不能启动
- (2) 内室有压力时，密封门不能开启
- 密封圈采用压缩空气密封结构设计，具有密封效果好，使用寿命长特点
- PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止温度过冲发生

◆ 注：自产蒸汽的灭菌器备有蒸汽发生器和加水泵，该装置具有以下功能:

- (1) 加水泵自动进水、补水功能，使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内
- (2) 蒸汽发生器内的水位达到水位最低值时，能够切断电热管电源，并报警提示
- (3) 采用压力控制器控制蒸汽发生器内的压力，超压后有安全阀进行保护



内室设计压力	-0.1~0.26MPa	夹层设计压力	0.26MPa
额定工作压力	0.242MPa	汽源压力	0.30MPa~0.50MPa
压缩空气源压力	0.50MPa~0.70MPa	水源压力	0.15MPa~0.30MPa
设计极限工作温度	140℃	额定工作温度	138℃
脉动次数范围	0~99次	脉动幅值	正值0.065MPa~0.09MPa
			负值-0.050MPa~-0.09MPa
干燥时间范围	0~9999秒	空气排出量	>99%（脉动次数3次以上）
安全阀整定压力	0.25MPa	回座压力	0.22MPa

性能参数:

型号	BXW-0.24JDM-D BXW-0.24JDM	BXW-0.24JDM-D BXW-0.24JDM	BXW-0.36JDM-D BXW-0.36JDM	BXW-0.36JDM-D BXW-0.36JDM	BXW-0.6JDM-D BXW-0.6JDM	BXW-1.2JDM BXW-1.2JDM	BXW-1.2JDM BXW-1.2JDM
机动门							
机动门 [单/双]	单门	双门	单门	双门	单门	双门	双门
灭菌室尺寸							
长度 [mm]	670	670	980	980	1180	1180	1500
宽度 [mm]	600	600	600	600	610	610	680
高度 [mm]	600	600	600	600	910	910	1180
容积							
容积 [M³]	0.24	0.24	0.36	0.36	0.6	0.6	1.2
适用电源							
电压/频率[V/Hz]	380/50						
功率							
功率 [kW]	24 1.95	24 1.95	24 1.95	24 1.95	47 2.85	47 2.85	4.35
重量							
重量 [kg]	504 474	656 626	570 540	728 698	816 796	1047 1027	1564
外形尺寸							
长度 [mm]	916	946	1250	1305	1436	1486	1986
宽度 [mm]	1346	1346	1346	1346	1342	1342	1430
高度 [mm]	1915	1915	1915	1915	2000	2000	1940
蒸汽来源							
蒸汽来源	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	外接

1.用户可以根据需要进行单门双门、外界蒸汽或自产蒸汽等要求的選擇
2.可以根据用户需要进行符合卫生级要求的特殊定制
注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。