

电热恒温培养箱

BXP系列

■ 仟博品系



温度

应用范围:

此款电热恒温培养箱，控温精度高，热分布好，适用于室温+5℃以上到100℃的所有恒温实验，风速支持6级可调。



产品特点:

- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为99小时59分钟
- 可编程设计：10段100周期程序设定
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行
- 风机6段调速，可保证培养物不同风速的要求

结构特点:

- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度
- 抽屉式载物搁架防倾倒承重大
- 标配1路485接口



载物搁架



热开关

大屏幕液晶显示

设置温度及实际
温度直观可视

运行状态显示



液晶触摸屏

工作状态显示

风速可调

触摸式按键

电源 设置 移位/自锁定 减少/再运行 增加/消光

性能参数:

型号	BXP-65	BXP-130	BXP-210	BXP-280	BXP-450
容积					
容积 [L]	64	129	210	284	452
性能指示					
控温范围 [°C]	RT+5~100				
升温时间 [60°C]	16	20	15	15	25
温度波动度 [60°C]	±0.3				
温度均匀度 [60°C]	±0.6	±0.5	±0.8	±0.8	±0.8
额定功率 [kw]	0.5	0.5	0.75	0.95	1.5
30S恢复时间[60°C] [min]	14	13	10	10	11
内胆尺寸					
长度 [mm]	410	570	630	720	600
宽度 [mm]	350	400	530	530	580
高度 [mm]	450	570	630	745	1300
外形尺寸					
长度 [mm]	555	715	775	865	774
宽度 [mm]	566	616	746	746	845
高度 [mm]	722	842	902	1017	1704
载物托架					
数量[标配/最多] [块]	2/5	2/7	3/7	3/9	4/13
是否支持重叠码放/层数	是/两层	是/两层	是/两层	否	否

注: 所有技术数据均在 (25°C, 70%RH, 220V±10%) 环境下测得。尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 本公司随时保留更改技术参数权利

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层

联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876

公司邮箱: boxun@boxun.com.cn

公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们