

恒温恒湿箱/霉菌培养箱(控湿)

BSC/ BMJ-C系列

百博品系



温度



湿度

应用范围:

恒温恒湿箱系列产品有着精确的温度和湿度控制系统，可用于微生物培养、霉菌培养、果蝇培养等需要稳定温湿度环境的培养实验。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能
- 采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动
- 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线
- 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能
- 标配机械锁，防止任意开门
- 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用
- 湿度传感器采用进口元器件，采用电加热式加湿系统，外配大容量水箱，可长时间连续使用
- 可编程序设计，可设置30段99周期
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 标配1路RS-485接口



性能参数:

型号	BSC-150	BSC-250	BSC-400	BSC-800	BMJ-160C	BMJ-250C	BMJ-400C	BMJ-800C
容积								
容积 [L]	150	250	400	800	150	250	400	800
性能指示								
产品类型	BSC系列生化培养箱/BMJ系列霉菌培养箱							
控温范围 [°C]	4-60（不控湿时）； 10-40（控湿时）							
分辨率 [°C]	0.1							
波动度 [°C]	±0.5 (25°C)							
均匀度 [°C]	±1 (25°C)							
控湿度	控湿范围：50-90%湿度波动：±5%							
输入功率 [W]	1300	1400	1750	3800	1300	1400	1750	3800
定时范围 [min]	0-9999							
内胆尺寸								
长度 [mm]	510	510	600	1220	510	510	600	1220
宽度 [mm]	390	450	640	585	390	450	640	585
高度 [mm]	760	1100	1050	1123	760	1100	1050	1123
外形尺寸								
长度 [mm]	650	650	745	1503	650	650	745	1503
宽度 [mm]	680	740	930	910	680	740	930	910
高度 [mm]	1400	1726	1695	1820	1400	1726	1695	1820
载物托架								
数量 [块]	3	4	4	6	3	4	4	6

注：工作环境温度：10-30°C 工作电源：220V+10V 50/60Hz 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



www.boxun.com.cn
BOXUN 博迅
仪器

恒温恒湿箱/霉菌培养箱(控湿)

■ 佰博品系



BSC/ BMJ-C系列 ■ 百博品系

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我們