

全温恒温箱

BXQ系列

仟博品系



应用范围:

本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

产品特点:

智能控制系统:

- 5寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计

权限分级管理功能:

- 管理员可以将设备所有操作权限（设备具有14种不同操作功能）自定义分配给5个操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录中生成唯一可追溯印记

数据管理功能:

- 控制器可保存5年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯

事件管理功能:

- 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯

公历预约/定时:

- 具备公历预约、定时功能，方便客户严格把控设备的开启时间和运行时间

风速可控:

- 具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大成样品挥发

限温保护:

- 具备独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全

无霜运行:

- 采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗，全温段持续无霜运行

噪音低:

- 采用进口降噪压缩机组，噪音降低50%以上，性能稳定

完善保护功能:

- 完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护



液晶触摸屏



测试孔



压缩机



485接口

结构特点:

- 双层门设计, 具备全景钢化玻璃观察内门, 避免样品观察时造成温度波动
- 设备配置一个USB接口、两路RS-485接口
- 标配机械锁, 防止随意开门
- 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口, 方便客户定期进行冷凝器清洁
- 具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统
- 内腔采用圆角式设计, 方便清洁
- 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔, 方便客户在计量或者验证过程中布线
- 设备腔体内标配220V防水电源插座, 方便客户在箱体内直接接入其他设备使用
- 设备内标配有8w的照明灯, 方便客户观察内部样品

选配: 打印机、短信报警、在线监控平台

性能参数:

型号	BXQ-100	BXQ-150	BXQ-250	BXQ-400	BXQ-800	BXQ-1000
容积						
容积 [L]	100	150	250	400	800	1000
性能指示						
控温范围 [°C]	0-80					
分辨率 [°C]	0.1					
波动度 [°C]	±0.5					
均匀度 [°C]	±1					
输入功率 [W]	1000	1000	1100	1350	2600	2600
定时范围 [min/h]	0-9999/0-9999 (可切换)					
预约范围	公历预约					
编程控制	30段99周期					
内胆尺寸						
长度 [mm]	490	510	510	600	1220	1363
宽度 [mm]	390	390	450	640	585	670
高度 [mm]	610	760	1090	1050	1123	1123
外形尺寸						
长度 [mm]	630	650	650	745	1503	1505
宽度 [mm]	680	680	740	930	910	1006
高度 [mm]	1250	1400	1726	1695	1820	1811
载物托架						
数量[标配/最多] [块]	2/4	3/5	4/7	4/7	6/12	6/12
每层搁板承重 [Kg]	15					
制冷剂	R134a					

注: 工作环境温度: 10-30°C 工作电源: 220V+10V 50/60Hz 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876
公司邮箱: boxun@boxun.com.cn
公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们