

电热鼓风干燥箱

BXH系列 ■ 仟博品系

适用范围:

BXH系列用于常规实验样品干燥与烘焙；烘箱干燥法干燥失重；制药行业用于器具高温法除热源

产品特点:

- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- 背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为0-9999min
- 可编程程序设计：10段100周期程序设定
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 风门电动可调，可根据样品不同或升温速率要求不同调节腔内换风速率
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行



进出风过滤器

结构特点:

- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 标配1路485接口

产品结构图（以BXH-280为例）



BXH系列性能参数:

型号	BXH-65(G)	BXH-130(G)	BXH-210(G)	BXH-280(G)	BXH-450(G)
体 积					
体积 [L]	64	129	210	284	452
电 源 电 压					
电源电压	AC 220V±10V-50/60Hz				
产 品 类 型					
产品类型	带G的型号为热空气消毒箱				
温 度					
控温范围 [℃]	室温+5～300				
温度分辨率 [℃]	0.1				
温度波动度 [℃]	±0.3	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
升温速率150℃[℃/min]	>6℃/min				
输 入 功 率					
输入功率 [W]	1550	2150	2750	2750	3500
定 时 范 围					
定时范围	0-9999min/0-9999h（可切换）				
预 约 范 围					
预约范围 [min]	0-9999				
进/出风过滤器					
进/出风过滤器	带G型号标配				
载物托架/承重					
标配/最多/每层承重 [块/Kg]	2/5/25	2/7/25	3/7/25	3/9/25	4/13/25
内 胆 尺 寸					
长度 [mm]	410	570	630	720	600
宽度 [mm]	350	400	530	530	630
高度 [mm]	450	570	630	745	1300
外 形 尺 寸					
长度 [mm]	555	715	775	865	774
宽度 [mm]	566	616	746	746	845
高度 [mm]	722	842	902	1019	1704

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876
公司邮箱: boxun@boxun.com.cn
公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我們