

电热鼓风干燥箱

GZX（高温300℃）系列 ■ 佰博品系

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 采用新开发PMMA I操作系统，触控式按键，彩色高清数码管显示各项参数指标，具备控温、定时、超温报警等功能
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



抽屉式搁板



操作面板



电热鼓风干燥箱

BGZ（高温300℃）系列 ■ 佰博品系

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 采用新开发PMMA II操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能
- 具备倒计时预约功能
- 可编程序设计，可设置10段100周期
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 标配1路RS-485接口
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



操作面板

性能参数:

型号	GZX-9076MBE	GZX-9146MBE	GZX-9246MBE	GZX-9306MBE	GZX-9456MBE	BGZ-76	BGZ-146	BGZ-246	BGZ-306	BGZ-456
体积										
体积 [L]	64	129	210	284	452	64	129	210	284	452
电源电压										
电源电压	AC 220V±10% 50Hz±2%									
温度										
控温范围 [℃]	室温+5~300									
控温分辨率 [℃]	0.1									
温度波动度 [℃]	±1(105℃)					±0.8(105℃)				
温度均匀度 [℃]	±2.5%					±2%				
升温速率(150℃) [℃/min]	>5									
输入功率										
输入功率 [W]	1550	2150	2750	2750	3500	1550	2150	2750	2750	3500
定时范围										
定时范围 [min/h]	0-9999/0-9999（可切换）									
预约范围										
预约范围 [min]	—					0-9999				
编程控制										
编程控制	—					10段100周期				
载物托架/每层搁板承重										
标配/最多 [块]	2/5	2/7	3/8	3/10	4/18	2/5	2/7	3/8	3/10	4/18
每层搁板承重 [Kg]	15									
内胆尺寸 [mm]										
长度 [mm]	410	570	630	720	600	410	570	630	720	600
宽度 [mm]	350	400	530	530	580	350	400	530	530	580
高度 [mm]	450	570	630	745	1300	450	570	630	745	1300
外形尺寸										
长度[mm]	555	715	775	865	774	555	715	775	865	774
宽度[mm]	566	616	746	746	845	566	616	764	764	845
高度[mm]	722	842	902	1017	1704	722	842	902	1017	1704

注：工作环境温度：10-30℃ 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

产品结构图（以BGZ（高温300℃）为例）



上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我們