

振荡器

气浴、水浴振荡器

■ 元博品系

应用范围:

- 广泛应用于对温度和震荡频率有较高要求的细菌培养，发酵杂交，生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学，生物学，分子学，制药，食品，环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

产品特点:

- 采用微电脑温度和频率控制器（C型），并带有定时和调速功能
- 箱体采用不锈钢材料便于清洁
- 夹具采用国内先进的弹簧万用夹具

气浴振荡器



水浴振荡器



性能参数:

型号	SHZ-A	SHZ-B	SHZ-C	THZ-92A	THZ-92B	THZ-92C
产品类型/旋转方式						
产品类型/旋转方式	水浴/回旋	水浴/回旋、往返	水浴/往返	气浴/回旋	气浴/回旋、往返	气浴/往返
控温范围						
控温范围	RT+5~100			RT+5~50		
转速						
转速[次/分]	0~220	0~220（回旋） 0~300（往返）	0~300	0~200	0~220（回旋） 0~300（往返）	0~300
外形尺寸						
长度 [mm]	705	705	705	705	705	705
宽度 [mm]	515	515	515	455	455	455
高度 [mm]	470	470	470	440	440	440
振幅						
振幅 [mm]	20mm	20mm（回旋） 30mm（往返）	30mm	20mm	20mm（回旋） 30mm（往返）	30mm
摇床尺寸						
长度 [mm]	380	380	380	430	430	430
宽度 [mm]	300	300	300	340	340	340
配置						
满载配置	6只500ml或 3-4只1000ml	6只500ml或 3-4只1000ml	6只500ml或 3-4只1000ml	6只500ml或 2只1000ml	6只500ml或 2只1000ml	6只500ml或 2只1000ml
功率						
功率 [W]	1600	1600	1600	400	400	400
定时						
定时范围 [h]	0~999小时					

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备的前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



www.boxun.com.cn

BOXUN 博迅
仪器

振荡器

■ 元博品系



气浴振荡器

■ 元博品系



水浴振荡器

■ 元博品系

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我們