

电热恒温水浴锅

HH.S系列 ■ 元博品系

应用范围:

本系列产品可供医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温 and 辅助加热。

产品特点:

- 本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板
- 温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠
- 具有关键电子元器件诊断功能



电热恒温水槽

SSW系列 ■ 元博品系

应用范围:

本系列产品可供医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温 and 辅助加热。

产品特点:

- 本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠



三孔三温水槽

DK-8D ■ 百博品系

应用范围:

供医学院校，工矿企业和科研单位等作精密恒温、辅助加热、基因扩增等。

产品特点:

- 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖、美观
- 三孔独立控制温度
- 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时
- 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术



性能参数:

型号	HH.S11-1	HH.S11-2	HH.S11-4	HH.S11-6	HH.S11-8	HH.S21-4	HH.S21-6	HH.S21-8	SSW-420-2S	SSW-600-2S
性能指示										
跟踪报警 [°C]	+2±0.5									
电源电压	AC220V 50Hz									
控温范围 [°C]	RT+5-100℃					RT+5-100				
温度精度 [°C]	1					1				
温度波动度 [°C]	±1					±0.2				
温度均匀度 [37°C]	/					/				
定时时间 [开/关]	/					/				
输入功率 [W]	300	500	1000	1500	2000	800	1200	1500	500	700
内胆尺寸										
长度 [mm]	160	305	600	900	1200	305	470	600	415	600
宽度 [mm]	160	160	170	170	170	305	305	290	175	290
高度 [mm]	130	130	120	120	120	130	130	120	145	190
外形尺寸										
长度 [mm]	200	345	635	935	1230	345	510	635	/	/
宽度 [mm]	200	200	205	205	205	345	345	320	/	/
高度 [mm]	210	210	225	225	225	210	210	225	/	/

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层

联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876

公司邮箱: boxun@boxun.com.cn

公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们