

摇瓶机

摇瓶机

■ 佰博品系

应用范围:

- 摇瓶机产品是一种敞开式的振荡设备。该设备适用于同一恒温室内的集中恒温、集群振荡的大批量生产作业。这种机型构造简单，具有较强的经济性和实用性。

产品特点:

- 智能化声光报警环境扫描微处理控制器
- LED大屏幕显示屏显示各设定参数和实测参数
- 运行参数记忆功能、可避免繁琐操作
- 定时设定长达99.9小时，终点自动停止振荡并声光报警
- 直流无碳刷长寿电机设计，宽调速，恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养
- 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行
- 控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证了实验样品的安全
- 关键部件采用优质铸铁和铸铝，坚固耐用
- 一次成型的精加工技术，确保机械运转的稳定性和可靠性

性能参数:

型号	BSF-50S	BSF-50D	BSF-46S	BSF-46D
产品类型				
产品类型	大容量摇瓶机	双层大容量摇瓶机	小容量摇瓶机	双层小容量摇瓶机
方式				
控制方式	P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）			
显示方式	LED（数显显示屏）			
对流方式	自然对流式			
振荡方式	回旋振荡式			
驱动方式	偏心驱动式			
范围/精度/幅度				
回旋频率范围 [rpm]	启动~350			
回旋频率精度 [rpm]	±1			
摇板振荡幅度 [rpm]	Φ25			
定时范围				
定时范围 [h]	0~99.9			
摇板尺寸/数量				
长度 [mm]	920	920	800	800
宽度 [mm]	640	640	600	600
数量 [块]	1	2	1	2
装瓶容量				
装瓶容量	标准配置：250ml×50支 可自行配置至满载装瓶规格：5000ml×7支	标准配置：250ml×50支， 1000ml×22支可自行配置至满载装瓶规格：1000ml×44支	标准配置：250ml×46支 可自行配置至满载装瓶规格：5000ml×6支	标准配置：250ml×46支， 1000ml×18支可自行配置至满载装瓶规格：1000ml×36支
外形尺寸				
长度 [mm]	1100	1100	900	900
宽度 [mm]	760	760	640	640
高度 [mm]	410	780	410	780
电源/功率				
电源/容积 [V/W]	220/400			

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



超级恒温水浴/油槽

CS系列 百博品系

应用范围:

超级恒温水浴、油槽是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造，各项技术指标均达到国家标准，是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，选用于生物，物理、植物、化工、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。

产品特点:

- 具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验
- 0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，0.01精度的为LCD液晶显示，触摸按键操作方便
- 测量值偏差修正功能
- 保温层采用高效保温材料，更方便客户长时间使用
- 台式结构，外形美观大方
- 在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能，循环泵的流量≥8L/min、外循环进出口外径10mm、内径8mm

性能参数:

型号	CS501	CS601	CY20	CY20A	CY30	CY30A	CY50	CY50A
性能指示								
产品类型	超级恒温水浴		超级恒温油槽					
温度范围 [°C]	室温~100		室温~300					
循环方式	内循环（外循环）							
精度 [°C]	±0.1	±0.01	±0.1	±0.01	±0.1	±0.01	±0.1	±0.01
波动度 [°C]	±0.1	±0.02	±0.1	±0.05	±0.1	±0.05	±0.1	±0.05
均匀度[°C]	±0.1	±0.02	±0.1	±0.03	±0.1	±0.03	±0.1	±0.03
加热功率[W]	1000	1000	1500	1500	1800	1800	1800	1800
水泵流速 [L/min]	≥8							
电源	220							
开口尺寸								
长度 [mm]	200	200	200	200	200	200	250	250
宽度 [mm]	180	180	180	180	180	180	180	180
内胆尺寸								
长度 [mm]	400	400	400	400	400	400	400	400
宽度 [mm]	280	280	280	280	300	300	350	350
高度 [mm]	180	180	180	180	250	250	350	350
外形尺寸								
长度 [mm]	460	460	460	460	460	460	460	460
宽度 [mm]	400	400	400	400	420	420	420	420
高度 [mm]	350	350	350	350	420	420	520	520

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

