

手提式压力蒸汽灭菌器

YXQ-LS-18SI

■ 元博品系



灭菌内桶

产品特点:

- 电加热方式
- 断水自控
- 自涨式密封 超压自泄
- 压控温度设定范围 (110°C-126°C)
- 灭菌时间设定范围 (0-60min)

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-30R

■ 元博品系

产品特点:

- 采用SUS304不锈钢
- 微电脑智能化控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 断水自控
- 超温保护 超压自泄
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒



立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-SII ■ 元博品系

产品特点:

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 标配G1/2 A的内螺纹样品测试孔



测试孔



网篮



性能参数:

型号	YXQ-LS-18SI	BXM-30R	YXQ-30SII	YXQ-50SII	YXQ-75SII	YXQ-100SII
尺寸-外部尺寸						
长度 [mm]	—	395	445	485	485	485
宽度 [mm]	390	395	445	485	485	485
高度 [mm]	530	780	900	1120	1190	1290
尺寸-内腔尺寸						
直径 [mm]	280	300	300	400	400	400
高度 [mm]	290	420	485	630	720	830
提篮尺寸						
直径 [mm]	—	280	280	360	360	360
高度 [mm]	—	340	340	230	270	230
个数 [个]	1	1	1	2	2	3
容积/重量						
容积 [L]	18	29	29	50	75	100
重量 [kg]	16	34	34	64	68	71
电源/功率						
电源 [V]	220	220	220	220	220	220
功率 [kW]	2	2	2.3	3.2	3.5	3.5
极限工作/设计温度						
极限工作温度 [°C]	126	126	135	135	135	135
设计温度 [°C]	128	128	139	139	139	139
极限工作/设计压力						
极限工作压力 [MPa]	0.142	0.142	0.22	0.22	0.22	0.22
设计压力 [MPa]	0.165	0.165	0.25	0.25	0.25	0.25
灭菌时间						
灭菌时间 [min]	0-60	0-120	4-120	4-120	4-120	4-120

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com