

## 立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-A ■ 佰博品系



### 产品特点:

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 内循环排汽式
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器工作结束蜂鸣器提醒
- 标配G1/2 A的内螺纹样品测试孔

### 三种模式控制:

- a.加热-灭菌-快排
- b.加热-灭菌-慢排
- c.加热-灭菌-不排

### 选配: 熔化保温功能

熔化温度: 60-98℃, 熔化时间: 0-999min

保温温度: 40-60℃, 保温时间: 0-999min

## 立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-G ■ 佰博品系



### 产品特点:

- 干燥功能
- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 内循环排汽式
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 标配G1/2 A的内螺纹样品测试孔

### 三种模式控制:

- a.灭菌、自然冷却
- b.灭菌、自动排汽
- c.灭菌、排汽、排水、干燥

### 选配: 熔化保温功能

熔化温度: 60-98℃, 熔化时间: 0-999min

保温温度: 40-60℃, 保温时间: 0-999min

性能参数:

型号	YXQ-50A	YXQ-70A	YXQ-100A	YXQ-50G	YXQ-75G	YXQ-100G
<b>尺寸-外部尺寸</b>						
长度 [mm]	445	485	485	485	485	485
宽度 [mm]	525	605	605	605	605	605
高度 [mm]	1120	1170	1290	1120	1190	1290
<b>尺寸-内腔尺寸</b>						
直径 [mm]	300	400	400	400	400	400
高度 [mm]	755	720	830	640	720	850
<b>提篮尺寸</b>						
直径 [mm]	280	360	360	360	360	360
高度 [mm]	210	270	230	230	270	230
个数 [个]	3	2	3	2	2	3
<b>容积/重量</b>						
容积 [ L ]	50	75	100	50	75	100
重量 [ kg ]	67	73	77	74	79	84
<b>电源/功率</b>						
电源 [ V ]	220	220	220	220	220	220
功率 [ kW ]	2.7	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5
<b>极限工作/设计温度</b>						
极限工作温度 [ °C ]	135	135	135	135	135	135
设计温度 [ °C ]	139	139	139	139	139	139
<b>极限工作/设计压力</b>						
极限工作压力 [ MPa ]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
设计压力 [ MPa ]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
<b>灭菌时间</b>						
灭菌时间 [ min ]	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120
<b>干燥功率</b>						
干燥功率 [ kW ]	/	/	/	0.8	0.8	1

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。



所有细节在线  
www.shbxyl.com