

# 电热鼓风干燥箱

## BGG (高温400°C/500°C) 系列 ■ 佰博品系

### 产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 隔板可以任意调节
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 采用双压扣式铰链门锁, 密封更紧密
- 门封采用双层陶瓷纤维材质, 可耐高温、抗老化, 使用寿命长, 保证设备长期高温运行
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架简易拆卸, 方便清洁
- 采用新微电脑智能控制仪, 大屏幕液晶显示、定时、功率抑制和自整定功能, 温控精准
- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环
- 具有来电恢复功能, 保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



操作面板



铰链门锁



### 性能参数:

型号	BGG-38	BGG-78	BGG-148	BGG-248	BGG-39	BGG-79	BGG-149	BGG-249
体积								
体积 [L]	30	70	140	240	30	70	140	240
电源电压								
电源电压	AC 220V -50Hz						AC 380V-50Hz	
温度								
控温范围 [°C]	RT+20-400				RT+20-500			
温度分辨率 [°C]					1			
恒温波动度 [°C]					±2			
输入功率								
输入功率 [W]	1800	2050	2500	3000	2400	3400	4400	5500
内胆尺寸								
长度 [mm]	300	400	450	500	300	400	450	500
宽度 [mm]	300	400	550	600	300	400	550	600
高度 [mm]	350	450	550	750	350	450	550	750
外形尺寸								
长度 [mm]	670	770	820	870	670	770	820	870
宽度 [mm]	480	580	730	780	480	580	730	780
高度 [mm]	700	800	900	1100	700	800	900	1100
载物托架								
标配 [块]					2			

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。